

Bone Peptone

骨蛋白胨

产品编号	产品名称	规格
BS241-250g	骨蛋白胨	250g

产品简介:

本产品以新鲜牛骨中的优质蛋白质作为原料, 严格控制水解条件得到的不同肽段组成的产品。含有丰富的氮源、氨基酸等, 可配制各种微生物培养基, 用于细菌的培养、分离、增殖、鉴定, 以及无菌试验培养基、厌氧菌培养基等细菌生化特性试验用培养基的配置。

纯度: 总氮 \geq 14.0%, 氨基氮 \geq 2.0%

溶解性: 2% in Water

pH (2%溶液): 4.0-7.0

储存条件: RT

外观 (性状): 浅黄色至土黄色粉末

单位: 瓶

有效期: 2 年

应用:

适用于: 实验室微生物培养, 抗生素、维生素、氨基酸、有机酸、酶制剂、生化制品等广泛领域。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

