

DPBS 缓冲液

产品编号	产品名称	规格
BL310A	DPBS 缓冲液	500 ml

产品简介:

D-PBS 缓冲液，即杜氏磷酸盐缓冲液，不含钙、镁和酚红。PH 值范围 7.2-7.4。

DPBS 能够提供相对稳定的离子环境和 pH 缓冲能力，是生物学中经常使用的缓冲盐溶液，一般用于细胞游离前的清洗、细胞或组织运输、细胞计数稀释、溶液配制、容器和细胞用品的清洗等。

本产品为 1×工作液，经过除菌处理，可直接使用。

组分	浓度
Na ₂ HPO ₄	8mM
NaCl	136mM
KH ₂ PO ₄	1.4mM
KCL	2.6mM

注意事项:

- 1、在使用 DPBS 的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
- 2、DPBS 在低温情况下可能会产生沉淀。如果发现有沉淀产生，请置于 37℃水浴至完全溶解后再使用。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

4℃保存可延长产品保质期，长期不用建议低温保存，2年有效。