

Sodium dihydngen phoshate anhydrous

无水磷酸二氢钠

产品编号	产品名称	规格
BS242-500g	无水磷酸二氢钠	500g

产品简介:

磷酸二氢钠，又称酸性磷酸钠，分子式为 NaH_2PO_4 ，是一种无机酸式盐。分为无水物，一水物和二水物三种。无水物为白色结晶粉末，微吸湿，极易溶于水。磷酸二氢钠是制造六偏磷酸钠和焦磷酸钠的原料，主要用于制革、处理锅炉水，作为品质改良剂和制焙粉，及在食品工业、发酵工业中作缓冲剂和发酵粉原料，还用作饲料添加剂、洗涤剂及染助剂等。

别名：磷酸二氢钠(无水)；磷酸二氢钠,无水；磷酸一钠；磷酸二氢钠 无水；MSP；monobasic；anhydrou

英文名称：Sodium dihydngen phoshate anhydrous

CAS: 7558-80-7

分子式: NaH_2PO_4

分子量: 119.977

纯度: $\geq 98\%$


溶解性: 易溶于水

外观（性状）：白色结晶性粉末

储存条件: RT

单位: 瓶

有效期: 2 年



应用:

科研试剂，可用于制备磷酸盐生理缓冲液。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.
注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。

