

Potassium Phosphate Dibasic

磷酸氢二钾

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
|------------|-------|------|
| BS255-500g | 磷酸氢二钾 | 500g |

产品简介:

磷酸氢二钾是一种无机化合物，化学式为 K_2HPO_4 ，外观为白色结晶或无定形白色粉末，易溶于水，水溶液呈微碱性，微溶于醇，有吸湿性，温度较高时自溶。主要用于发酵，细菌培养及制取焦磷酸钾等。

别名：磷酸钾二元;磷酸二钾;

英文名称：Potassium phosphate dibasic anhydrous

CAS: 7758-11-4

分子式: K_2HPO_4

分子量: 174.17


纯度: $\geq 98\%$

外观(性状): 白色粉末

储存条件: RT

单位: 瓶

有效期: 2 年



应用:

科研试剂，用作分析试剂、缓冲剂、防冻剂的缓蚀剂、抗生素培养基的营养剂、发酵工业的磷钾调节剂、饲料添加剂等。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.

注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。

