

Anti- α -Actinin Rabbit Polyclonal Antibody

产品编号	产品名称	规格
BL070A	Anti- α -Actinin Rabbit Polyclonal Antibody	0.1ml

产品简介:

肌动蛋白交联蛋白,被认为是锚定肌动蛋白的各种细胞内结构。这是一种捆绑蛋白,可能通过其与CART复合体的联系参与了水泡运输。CART复合物对有效的转铁蛋白受体循环是必需的,但对EGFR的降解不是必需的。也可能通过与MICALL2的相互作用参与上皮细胞的紧密连接组装。将MICALL2连接到肌动蛋白细胞骨架并将其招募到紧密连接处。也可能作为一个转录辅激活因子,刺激核激素受体PPARG和RARA介导的转录。

蛋白质全称: Alpha-actinin-1

别名: Alpha-actinin cytoskeletal isoform, F-actin cross-linking protein, actinin, Non-muscle alpha-actinin-1, ACTN1, actinin 1 smooth muscle, Actn1a, BDPLT15, I79_004057

来源: 兔

亚型: IgG

克隆类型: 多克隆

纯化方法: 亲和纯化

适用种属: 人、小鼠、大鼠

阳性部位: lung, stomach, colon, hystero myoma

分子量: 103 kDa


稀释比例: WB: 1: 2000-1: 4000

保存条件: -20℃保存,有效期一年,避免反复冻融。

注意:

- 1.本产品仅用于研究。
- 2.建议用一抗稀释缓冲液(BL506A)稀释本品。

图例：



Western blot analysis of a-Actinin (BL070A) at dilution of 1: 2000.