

Anti- α -Tubulin Rabbit Polyclonal Antibody

产品编号	产品名称	规格
BL069A	Anti- α -Tubulin Rabbit Polyclonal Antibody	0.1ml

产品简介:

Tubulin即微管蛋白，是细胞的一种骨架蛋白。Tubulin分为 α 、 β 、 γ 、 δ 、 ϵ 等多种tubulin，其中AlphaTubulin和BetaTubulin可以形成异源二聚体，是形成微管的最主要的两种Tubulin。Alpha tubulin和Beta Tubulin分子量分别为55kDa和50kDa，其实际检测条带均在55kDa左右。Alpha tubulin作为内参，它高度保守，存在于几乎所有的真核细胞中，并且在各细胞或者组织中的表达量相对恒定，因此被广泛用于Western Blotting时上样量是否一致的参照，也常被用于免疫染色观察细胞的微管结构。

蛋白质全称: Tubulin alpha-1A chain

别名: TUBA1A, B-ALPHA-1, LIS3, TUBA3, tubulin alpha 1a, TUBA1B, K-ALPHA-1, tubulin alpha 1b

来源: 兔

亚型: IgG

克隆类型: 多克隆

纯化方法: 亲和纯化

适用种属: 人、小鼠、大鼠

阳性部位: spleen, brain

分子量: 55kDa


稀释比例: WB: 1: 3000-1: 10000

保存条件: -20°C保存，有效期一年，避免反复冻融。

注意:

- 1.本产品仅用于研究。
- 2.建议用一抗稀释缓冲液(BL506A)稀释本品。

图例：



Western blot analysis of α Tubulin (BL069A) at dilution of 1: 3000.