

TB sterile liquid medium

TB 无菌液体培养基

产品编号	产品名称	规格
BL1205A	TB无菌液体培养基	500 ml

产品简介:

超级肉汤(Terrific Broth)也称 TB 培养基, 是一种加富培养基, 主要由胰蛋白胨、酵母提取物、甘油、磷酸盐等组成, 其胰蛋白胨和酵母提取物的浓度比常规 LB 培养基高。TB 培养基是分子生物学实验中常用的 E.coli 生长培养基, 突出的特点是能够获得高密度细胞。本产品已过滤除菌, 不含抗生素。

使用方法: (仅供参考)

1. 根据实验具体要求操作, 加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

注意事项:

1. 注意无菌操作, 尽量避免污染。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

4℃ 保存, 6 个月有效。

