

5-Fluoro-2'-deoxyuridine

5-氟-2'-脱氧尿苷

产品编号	产品名称	规格
BS230-250mg	5-氟-2'-脱氧尿苷	250mg

产品简介:

科研用生化试剂。5-氟-2'-脱氧尿苷被用作有丝分裂抑制剂，用于雪旺氏细胞增殖、胶质细胞增殖等。

别名：FUDR；氟尿苷；氟脲脱氧核苷

英文名称：5-Fluoro-2'-deoxyuridine

CAS: 50-91-9

分子式：C₉H₁₁FN₂O₅

分子量：246.19


外观（性状）：白色、类白色粉末或固体、晶体

储存条件：4℃

纯度：99%

溶解性：可溶于水、丙酮、二甲亚砜和乙醇

单位：瓶



注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

4℃保存4年。

