

DNA Loading Buffer (6X)

DNA 上样缓冲液 (6X)

产品编号	产品名称	规格
BL532A	DNA上样缓冲液 (6X)	2×1 ml
BL532B	DNA上样缓冲液 (6X)	25×1 ml

产品简介:

DNA 上样缓冲液(DNA loading buffer, 6X), 是一种经过适当改良的常规的六倍浓缩的 DNA 上样缓冲液。本上样缓冲液以溴酚蓝为指示剂, 稀释至 1X 后比重仍然较大, 上样时极易下沉, 且颜色清晰可见。本 DNA 上样缓冲液经过改良, 可以室温长期保存。

使用方法 (仅供参考):

在 5 μ l 的待测样品中加入 1 μ l 本产品, 混匀后上样, 电泳。

注意事项:

- 1、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存, 至少一年有效。

