

PBS 缓冲液（即用型干粉）

产品编号	产品名称	规格
BL601A	PBS 缓冲液（即用型干粉）	2L/袋

产品简介：

磷酸盐缓冲液（Phosphate Buffered Saline，简称 PBS）是常用的用于生物学研究的一个缓冲溶液，它是一种水基盐溶液中含有氯化钠，磷酸盐。PBS 缓冲液有助于保持恒定的 pH 值，其渗透压和离子浓度通常与人体 pH 相近（等渗），本产品 pH 为 7.2-7.4，溶解后浓度 0.01M。

使用方法：

使用时用双蒸水稀释到 2000ml 后即可使用。

溶解后请尽快使用。

注意事项：

1、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。

2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

室温保存，一年有效。