

Magnesium Sulfate

无水硫酸镁

产品编号	产品名称	规格
BS306-100g	无水硫酸镁	100g
BS306-500g	无水硫酸镁	500g

产品简介:

无水硫酸镁是一种无机化合物，分子式为 $MgSO_4$ ，无色斜方晶系结晶。溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。由于其吸水较快，且为中性化合物，对各种有机物均不起化学反应，故为常用干燥剂。特别是那些不能用无水氯化钙干燥的有机物常用它来干燥。用作饲料，是家畜构成骨骼和牙齿的成分，为骨骼正常发育所需，也是多种酶的活化剂，在糖及蛋白质代谢中起重要作用。

英文名称: Magnesium Sulfate

CAS: 7487-88-9

分子式: $MgSO_4$

分子量: 120.37

纯度: $\geq 99\%$

外观: 白色粉末

单位: 瓶

储存条件: 室温

有效期: 3年

应用: 无水硫酸镁可用作有机提取物的干燥剂。还可用于制药及印染工业，用作肥料或复合肥料，也是生产氧化镁的原料。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

