

Digitonin

毛地黄皂苷

产品编号	产品名称	规格
BS291-25mg	毛地黄皂苷	25mg
BS291-100mg	毛地黄皂苷	100mg
BS291-500mg	毛地黄皂苷	500mg

产品简介:

毛地黄皂苷别名毛地黄皂甙，洋地黄皂苷，地芰脱皂苷，毛地黄叶苷，是从紫花毛地黄的叶和种子中得到的一种配糖体。是一种非离子型洗涤剂，能够溶解受体并渗透细胞膜和核膜。

英文名称: Digitonin

别名: 洋地黄皂苷; 毛地黄皂甙; 毛地黄叶苷; 地芰脱皂苷

CAS: 11024-24-1

分子式: $C_{56}H_{92}O_{29}$

分子量: 1229.31

纯度: $\geq 50\%$

外观: 白色至浅黄色粉末

溶解性: 10mg/ml EtOH

单位: 瓶

储存条件: 室温

有效期: 3年

应用: 毛地黄皂苷可用于利用沉淀反应测定血浆、胆汁核组织的胆甾醇。也用作较高级醇类核酚类、硫酚类的试剂。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

