

Alsever's Solution

阿氏液

产品编号	产品名称	规格
BL1373A	阿氏液	100 ml
BL1373B	阿氏液	500 ml

产品简介:

阿氏液又称为 Alsever 液或红细胞保存液，是一种等渗平衡盐溶液，可以保护红细胞，通常用作抗凝剂或血液防腐剂，用于采血、保存和运送含有红细胞的血液。

阿氏液主要由柠檬酸、柠檬酸钠、葡萄糖、氯化钠等组成，pH 值为 5.9~6.3，其中柠檬酸钠起到抗凝作用，葡萄糖为细胞提供营养，允许全血在冷藏温度下储存 2 个月而不改变红细胞的活性，该溶液经无菌处理，1~4: 1 稀释后使用。

使用方法:

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般取全血与阿氏液（Alsever's Solution）按 1~4: 1 混合后，4℃保存 2 个月。

注意事项:

- 1、注意无菌操作，避免细菌污染。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

4℃保存，有效期 6 个月。

