

脂多糖溶液, 1mg/ml

LPS Solution, 1mg/ml

产品编号	产品名称	规格
BL1386A	脂多糖溶液, 1mg/ml	0.5ml

产品简介:

脂多糖溶液(LPS Solution)是来自大肠杆菌 055:B5 的 LPS 在水溶液中的即用溶液。脂多糖 (LPS) 是革兰氏阴性细菌细胞壁的特征组分。脂多糖及其脂质 A 部分通过 Toll 样受体 4 (TLR4) 刺激先天免疫系统的细胞, Toll 样受体 4 是 Toll 样受体蛋白家族的成员, 其识别常见的病原体相关分子模式 (PAMP)。本产品用于体外培养对 LPS 有反应的 B 细胞、单核细胞、巨噬细胞和其他细胞。

本产品浓度为 1mg/ml, 具体最佳工作浓度需要研究者对实验条件和效果进行优化和判断。

使用方法 (仅供参考):

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意事项:

- 1、本产品切记反复冻融, 如每次用量较少, 可适当分装。
- 2、本产品为无菌溶液, 注意无菌操作。
- 3、本产品对人体有害, 操作时请小心, 并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
- 4、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
- 5、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

-20°C保存, 有效期一年。

