

## CPDA-1 Anticoagulant (Sterile)

### CPDA-1 抗凝剂（无菌）

产品编号	产品名称	规格
BL1374A	CPDA-1抗凝剂（无菌）	100 ml

#### 产品简介:

CPDA-1 抗凝剂主要由柠檬酸钠、柠檬酸、葡萄糖、磷酸盐、腺嘌呤等组成。通常用作抗凝剂和血液保存液。

#### 使用方法:

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般 10ml 新鲜血液中加入 1.5ml CPDA-1 抗凝剂，可 4℃保存 35 天。

#### 注意事项:

- 1、注意无菌操作，避免细菌污染。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 保存条件:

4℃保存，有效期 6 个月。

