

Neuronal Medium

Neuronal 培养基（神经元细胞培养基）

产品编号	产品名称	规格
BL1670A	Neuronal 培养基（神经元细胞培养基）	500ml

产品简介:

Neuronal 培养基是设计用于纯产前和胚胎神经元细胞群长期维持和成熟的培养基，适用于大多数神经元细胞应用。与 B-27 无血清添加剂配合使用时，无需额外添加星形胶质细胞滋养层。

产品特点:

- 1、采用优化的配方、升级的生产工艺、更严格的原材料和终产品质控手段。
- 2、不含血清，保证神经元细胞状态均一，高度一致。
- 3、B-27 和 N-2 都是无血清添加剂，B-27 中含有特定抗氧化剂和培养神经元细胞所需的特定脂肪酸、蛋白质及维生素等，是最常用的神经元细胞培养添加剂，B-27 的使用范围比 N-2 更广泛。
- 4、抗生素具有微毒性，会影响细胞的生长，血清可以缓解抗生素对细胞的毒性作用，但由于 B-27 无血清添加剂是人工合成的，不具备血清的解毒作用，因此在 Neuronal 培养基中里添加抗生素时，切记用量减半。

注意事项:

- 1、在进行细胞培养过程中，应注意无菌操作，避免被微生物污染。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

2-8℃避光保存，有效期 1 年。

