

Potassium Phosphate Monobasic

磷酸二氢钾

产品编号	产品名称	规格
BS254-100g	磷酸二氢钾	100g
BS254-500g	磷酸二氢钾	500g

产品简介:

磷酸二氢钾是一种化学品，有潮解性。加热至 400℃时熔化而成透明的液体，冷却后固化为不透明的玻璃状偏磷酸钾。在空气中稳定，溶于水，不溶于乙醇。工业上用作缓冲剂、培养剂；也用作细菌培养剂合成清酒的调味剂，制偏磷酸钾的原料，酿造酵母的培养剂、强化剂、膨松剂、发酵助剂。农业上用作高效磷钾复合肥。

别名：无水磷酸二氢钾；磷酸一钾

英文名称：Potassium Phosphate Monobasic

CAS: 7778-77-0

分子式：KH₂PO₄

分子量：136.09

纯度：≥99%

外观（性状）：无色结晶性颗粒

储存条件：RT

单位：瓶

有效期：2 年

应用：科研试剂，配制缓冲液。测定砷、锑、磷、铝和铁。配制磷标准液。配制培养基。测定血清中无机磷、碱性磷酸酶活力。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

