

50% Glucose Solution, Sterile

葡萄糖溶液（50%，无菌）

产品编号	产品名称	规格
BL1218A	葡萄糖溶液（50%，无菌）	100ml
BL1218B	葡萄糖溶液（50%，无菌）	500ml

产品简介：

葡萄糖溶液（50%，无菌）由葡萄糖、去离子水组成，经无菌处理，可用于细胞培养基的添加剂，用途极其广泛，是一种非常重要的辅助试剂。

使用方法（仅供参考）：

- 1、根据实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、注意无菌操作，避免微生物污染。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

4°C保存，六个月有效。

